

Die neue
Summit

 DENVER
INSTRUMENT®

SI-6002
Max 6000 g d = 0.01 g



PRINT

CAL

0.00 g

TARE

CLEAR

SELECT

ENTER



Die neue Denver Summit bietet Spitzentechnologie zu bezahlbaren Preisen. Die schnellen Einschwingzeiten und die großen Wägebereiche machen den entscheidenden Unterschied.

Alle Summit-Waagen sind „Made in Germany“ – dies bietet eine extrem hohe Fertigungsqualität. Das Unterstreichen wir mit 5 Jahren Garantie.



1. Umfangreiche Modellpalette

Die neue und erweiterte Palette der Summit bietet eine große Auswahl an unterschiedlichen Modellen. Ob eine Analysenwaage bis 230 g, eine mg-Waage bis 600 g, eine 10 mg-Waage bis 6000g oder dem 0,1 g Modell bis 8 kg. Die Summit bietet für jeden Anwendungsbereich die passende Waage. Alle Modelle der SI-Reihe sind mit einem motorischen, internen Kalibriergewicht ausgestattet. Die Kalibrierung der S-Modelle kann spielend leicht und schnell mit einem externen Kalibriergewicht durchgeführt werden.

2. Praxisbezogene Bedienung

Die Bedienführung erfolgt bei der Summit über Kurztexte in 5 verschiedenen Sprachen. Dies ermöglicht die Konfiguration und die Handhabung der Waage ohne Bedienungsanleitung. Über die Navigationstasten lassen sich alle Einstellungen spielend leicht verändern. Die große Tara-Taste vereinfacht den täglichen Umgang mit der Waage. Überzeugend in der Laborroutine sind auch die extrem schnellen Einschwingzeiten.



3. Hochwertige Ausstattung

Für gute Ablesbarkeit bei allen Lichtverhältnissen sorgt das große, hintergrundbeleuchtete Display. Die umfangreiche Programmbibliothek bietet die richtige Anwendung für die meisten Ihrer Wägeprobleme. Selbstverständlich ist über die eingebaute RS-232 Schnittstelle auch die ISO/GLP – konforme Dokumentation möglich.

4. Qualität im Detail

Durch neueste Mikroprozessortechnologie und bewährte monolithische Wägesysteme bietet die Summit stabile Werte unter allen Bedingungen. Leistungsfähige Rechenalgorithmen kompensieren selbst schwierigste Umgebungseinflüsse. Auf Anfrage sind alle Waagen mit DKD-Zertifikat lieferbar.

Und da wir an die Qualität glauben, die wir produzieren, gewähren wir Ihnen 5 Jahre Garantie auf unsere Summit-Waagen.





Modell	Ablesbarkeit	Wägebereich	Waagschale	Reproduzier- barkeit	Meßzeit	Bauform	€
Summit-SI mit einem motorischen, internen Kalibriergewicht							
SI-64	0,1 mg	60 g	Ø 90 mm	0,1 mg	2,5 sec	1	1255,00
SI-114	0,1 mg	110 g	Ø 90 mm	0,1 mg	2,5 sec	1	1375,00
SI-234	0,1 mg	230 g	Ø 90 mm	0,1 mg	2,5 sec	1	1495,00
SI-203	0,001 g	200 g	Ø 115 mm	0,001 g	1 sec	2	895,00
SI-403	0,001 g	400 g	Ø 115 mm	0,001 g	1 sec	2	995,00
SI-603	0,001 g	600 g	Ø 115 mm	0,001 g	1 sec	2	1095,00
SI-2002	0,01 g	2000 g	180*180 mm	0,01 g	1 sec	3	995,00
SI-4002	0,01 g	4000 g	180*180 mm	0,01 g	1 sec	3	1095,00
SI-6002	0,01 g	6000 g	180*180 mm	0,01 g	1 sec	3	1295,00
SI-402	0,01 g	400 g	Ø 115 mm	0,01 g	1 sec	4	795,00
SI-602	0,01 g	600 g	Ø 115 mm	0,01 g	1 sec	4	895,00
SI-4001	0,1 g	4000 g	180*180 mm	0,1 g	1 sec	3	925,00
SI-8001	0,1 g	8000 g	180*180 mm	0,1 g	1 sec	3	1125,00
Summit-S ohne Kalibriergewicht							
S-64	0,1 mg	60 g	Ø 90 mm	0,1 mg	2,5 sec	1	1055,00
S-114	0,1 mg	110 g	Ø 90 mm	0,1 mg	2,5 sec	1	1175,00
S-234	0,1 mg	230 g	Ø 90 mm	0,1 mg	2,5 sec	1	1295,00
S-203	0,001 g	200 g	Ø 115 mm	0,001 g	1 sec	2	695,00
S-403	0,001 g	400 g	Ø 115 mm	0,001 g	1 sec	2	795,00
S-603	0,001 g	600 g	Ø 115 mm	0,001 g	1 sec	2	895,00
S-2002	0,01 g	2000 g	180*180 mm	0,01 g	1 sec	3	795,00
S-4002	0,01 g	4000 g	180*180 mm	0,01 g	1 sec	3	895,00
S-6002	0,01 g	6000 g	180*180 mm	0,01 g	1 sec	3	995,00
S-402	0,01 g	400 g	Ø 115 mm	0,01 g	1 sec	4	625,00
S-602	0,01 g	600 g	Ø 115 mm	0,01 g	1 sec	4	725,00
S-4001	0,1 g	4000 g	180*180 mm	0,1 g	1 sec	3	725,00
S-8001	0,1 g	8000 g	180*180 mm	0,1 g	1 sec	3	925,00



Bauform 1



Bauform 2



Bauform 3



Bauform 4



Die Applikationen im Detail:

Egal ob Sie Zählen möchten, die Wäageergebnisse verrechnen wollen oder einfach „nur“ das Gewicht in einer anderen Einheit bestimmen müssen. Die Summit bietet die passende Applikation für Ihre Anwendung. Im einzelnen sind folgende Programme in der Waage hinterlegt:

- Zählen
- Wiegen in Prozent
- Netto total (rezeptieren)
- Verrechnen
- Tierwägen/Mittelwertbildung
- Summieren
- Dichtebestimmung
- Einheitenwechsel, es können bis zu 4 verschiedene Einheiten angezeigt werden, Auswahl aus 22 Einheiten zusätzlich eine frei definierbare
- ISO/GLP-Protokollierung
- Unterflurwägung*

Justiergewichte:

Modell	Genauigkeitsklasse	Gewicht	Bestell-Nr.	€
S-64	E2	50 g	870050.8	135,00
S-114	E2	100 g	870100.8	150,00
S-234	E2	200 g	870200.8	170,00
S-203	F1	200 g	870200.5	125,00
S-403	E2	200 g	870200.8	170,00
S-603	E2	500 g	870500.8	275,00
S-2002	F2	2 kg	872000.6	326,00
S-4002	E2	2 kg	872000.6	515,00
S-6002	E2	5 kg	875000.6	755,00
S-402	F2	200 g	870200.6	103,00
S-602	F2	600 g	870500.6	157,00
S-4001	F2	2 kg	872000.6	326,00
S-8001	F2	5 kg	875000.6	494,00



Zubehör	Bestell-Nr.	€
AW-Aufsatz für mg-Waagen	auf Anfrage	auf Anfrage
Arbeitsschutzhauben	auf Anfrage	auf Anfrage
Drucker mit Verbindungskabel	901042-1	460,00
9-poliges Kabel für die Waage	400191-1	auf Anfrage
Diebstahlsicherung	400171-1	auf Anfrage
Dichtebestimmungsset	301377-1	auf Anfrage